




FICHA TÉCNICA:

Plantilla de Silicona con Botón



INDICACIONES:

Indicada para aliviar la presión en la región metatarsal, ayudando a reducir dolores y molestias en los pies.

INSTRUCCIONES DE USO:

Insertar la plantilla dentro del zapato, asegurando que el botón metatarsal esté alineado con la base de los dedos.

MATERIAL:

Silicona

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Lavar con agua templada y cualquier jabón. Secar al aire libre. No usar talco. Mantener libre de impurezas.

TALLES:

NXT002-XS
NXT002-S
NXT002-M
NXT002-L
NXT002-XL

UNIDADES:

Par (2)