



FICHA TÉCNICA:

Corrector de Juanetes



INDICACIONES:

Indicado para separar los dedos aliviando la presión del juanete y evitando que se superpongan.

INSTRUCCIONES DE USO:

Colocar entre los dedos de los pies encajando el dedo entre los realces del producto. Utilizar durante el día según sea necesario.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Lavar con agua fría. Secar a la sombra o con un paño. Usar talco y mantener libre de residuos.

MATERIAL:

Gel TPE

TALLES:

NXT004-S
NXT004-M
NXT004-L

UNIDADES:

Par (2)